

Auslaufartikel

Desinfektionsmittelspender

ParadiseLine Disinfect Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Disinfect NT vormontiert mit Panel mit Aufdruck Disinfect und Anwendungshinweisen	Weiß*	Kunststoff	4026000	4026
Tropfschale	-	Kunststoff	4027000	4027

System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Das Desinfektionsgel fließt in die geöffnete Hand. Die versiegelte Desinfektionsmittelflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber.

ParadiseLine Desinfektionsgel:

Dezent parfümiertes Desinfektionsgel zum Händedesinfizieren in hygieneempfindlichen Bereichen ohne Wasserzugabe (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sek. und der empfohlenen Dosierung). Ersetzt nicht das normale Händewaschen. Als Desinfektionsmittel nach DIN EN 1499 und DIN EN 1500 zugelassen (registriertes Biozid, Autorisation: DE: N-58490).

Lieferumfang:

Desinfektionsmittelspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Stromversorgung und Montage ParadiseLine Disinfect NT:

2 Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C). Die Batterienlebensdauer beträgt ca. 4.000 Portionen. Montageanleitung siehe S. 51.

Optional: Disinfect Tower Dual:

Hochwertige, frei stehende Säule aus Edelstahl für den Desinfektionsmittelspender ParadiseLine Disinfect NT oder Universalspender 500 bzw. 1000 s. S. 58

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsmittelspender ParadiseLine Disinfect Non-Touch, Format (H x B x T): 321 x 91 x 121 mm, für 500 ml Desinfektionsgel für die Händedesinfektion in hygieneempfindlichen Bereichen (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sek. und der empfohlenen Dosierung). Sensor-gesteuerte Ausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik mit Auto-stopp-Funktion und elektronischer Funktionsanzeige. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 170 Portionen durch Überkopfkartusche. Gelpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 30 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Anleitung zum Desinfizieren der Hände befindet sich auf dem Panel. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4026000/4026**


Optional: Universalspender 1000/500 ml MediLine

Für die Erstfüllung:

CWS Desinfektionsgel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5487001/5487**

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71



* Nur in Weiß erhältlich.